

audioplastie Technologies

GAMME HYGIÈNE

L'entretien est indispensable afin de conserver vos protections auditives en bon état !

Un entretien régulier avec des solutions adaptées vous garantira :

- Une meilleure efficacité
- Une plus grande durée de vie de vos protections

Grâce à l'ensemble de notre gamme hygiène Audioplastie, vous disposerez désormais d'un ensemble complet et fonctionnel idéal pour l'entretien de vos protections auditives sur mesure au quotidien.

Pour faciliter la mise en place de vos protections auditives sur mesure



- Crème lubrifiante Protage tube de 5 ml (réf: HY IP 004)

Pour un nettoyage quotidien de vos protections auditives sur mesure



- Lingettes Protasept boîte distributrice de 40 (réf: HY IP 001)



- Lingettes Protasept individuelles boîte de 50 (réf: HY IP 013)



- Lingettes Protasept individuelles boîte de 12 (réf: HY IP 018)



- Outil de nettoyage 2 fonctions Pinceau / Boucle métallique (réf: AC HY 004)



- Protastick (réf: HY IP 025)

Réalisez un nettoyage en profondeur à l'aide d'un comprimé effervescent Protanet



- Protanet comprimés effervescents boîte de 20 (réf: HY IP 024)



- Protanet gobelet de trempage (réf: HY IP 009)

Séchez-le ensuite afin d'éliminer toute trace d'humidité



- Poire soufflante de séchage (réf: HY IP 017)

Découvrez également nos packs hygiène clé en main, conçus pour vous fournir une solution optimale et prête à l'emploi

Pack hygiène démarrage



- 40 Comprimés de nettoyage Protanet
- 1 Poire soufflante de séchage
- 1 Outil de nettoyage 2 fonctions
- 100 Lingettes individuelles Protasept
- 1 Gobelet de trempage Protanet

Pack hygiène



- 20 Comprimés de nettoyage Protanet
- 1 Poire soufflante de séchage
- 1 Outil de nettoyage 2 fonctions
- 50 Lingettes individuelles Protasept
- 1 Gobelet de trempage Protanet